

Product datasheet

Tilting Advanced

Dieser höhenverstellbare Kipptisch zur Vertikalbehandlung hat zwei Motoren. Ein Motor sorgt für müheloses und gleichmäßiges Kippen, der andere dient der Höhenverstellung und erleichtert somit den Patiententransfer. Der Tilting Advanced ist das ideale Hilfsmittel bei neuromotorischen Reha-Maßnahmen und bei Anpassungsübungen vom Liegen zum Stehen. Weitere Einsatzbereiche sind die allgemeine orthostatische Untersuchung sowie spezifischere Untersuchungen und Behandlungen verschiedener Kreislaufstörungen.

Standardausstattung

- 2 Motoren für Höhenverstellung und Kippen
- Motorenbedienung per Handschalter
- Einzel einstellbare und vollständig wegklappbare Fußstützen
- Optimale mobile Nutzung dank großer, feststellbarer Lenkrollen
- Standardmäßig mit Kippwinkelanzeige
- 14 cm Bodenfreiheit für den Einsatz mit einem Patientenlifter
- Optional: Akkubetrieb und geteilte Beinfixierung
- Gymna Stabilitätsprofil (GSP)
- Liegenfläche mit 40 mm dicker Polsterung
- Polsterbezüge mit Auswahl aus 11 aktuellen Farben

Bestelldaten

121 095 Tilting Advanced mit Handschalter

Optional

125 606 Kipptisch geteilte Beinsektion
 125 607 Akkubetrieb

Eigenschaften

Länge x Breite:	± 202 x 67cm
Höhenverstellung:	± 62 – 110 cm
Gewicht:	± 134 kg
Max. Hebekapazität:	150 kg
Kapazität Elektromotor:	8.000 N
Netzspannung:	230 VAC, 50 Hz, 0,8 A
Isolationsklasse:	II
Feuchtigkeitsschutz:	IP 21
Klassifikation:	I
Konformität:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 MDD 93/42/EEC



Garantie: 3 Jahre (Polsterung 1 Jahr)

Zubehör

112 214	Brustfixiergurt zum Kipptisch
112 215	Beinfixiergurt zum Kipptisch
112 218	Arbeits-Tischplatte für Kipptisch
115 768	Beinfixiergurt klein zu Kipptisch 2 Stk
125 655	Armstützen für Tilting, 2 Stück



Gymna Stabilitätsprofil

Tilting Advanced



Bild inklusiv geteilte Beinsektion




Optional Armstützen



Optionale Arbeits-Tischplatte

Funktionalität/Abmessungen



Polsterfarben

Style



Pacific



Carbon



Chrome



Ivory



Sahara



Marble



Havana



Terracotta

Fashion



Agave



Mandarin



Atoll