

HERBSTANGEBOTE AUF DAS KOMPLETTE PROGRAMM

Angebot gültig von 15/09 bis 15/12/21

NEU

Gymna.GO - Basically perfect

Angebote
Herbst





DER KAUF EINER BEHANDLUNGS-LIEGE – WAS SOLLTEN SIE BEACHTEN?

Verstellbare Behandlungsliegen sind in der Physiotherapie eine Selbstverständlichkeit geworden. Und mit Recht, denn es sind fantastische ergonomische Hilfsmittel, die nahezu täglich verwendet werden.

Das aktuelle Angebot an Gymna-Behandlungsliegen umfasst mehr als 20 Modelle in drei Serien, sowie zahlreiche Optionen, Varianten und Designs. Es ist daher nicht immer einfach, die richtige Wahl für Ihre Praxis zu treffen. In diesem Blog werden wir verschiedene Faktoren, die Ihre Wahl beeinflussen können, näher beleuchten.

DER BENUTZER

Beim Kauf einer Behandlungsliege ist es wichtig zu bedenken, wer der Endnutzer ist. Sind Sie der einzige Benutzer? Wird die Liege auch von Kollegen oder Mitarbeitern verwendet? Oder gibt es in einer größeren Praxis mehrere Liegen? All diese Faktoren können Ihre Wahl beeinflussen. Wenn Sie der alleinige Benutzer und Eigentümer sind,

dann spricht nichts dagegen, dass Sie sich ganz nach Ihren individuellen Vorlieben und Ihrem Geschmack richten. Wählen Sie eine Liege, die in Bezug auf die gewünschten Funktionen zu Ihnen passt, aber gehen Sie noch einen Schritt weiter und konfigurieren Sie sie so, wie Sie sich wünschen. Denken Sie an zusätzliche Motoren für eine komfortable Verstellung, oder programmierbare Speichereinstellungen für Ihre Arbeitshöhe. Und was halten Sie von speziellen Verarbeitungen und Materialien für die Polster? Oder gar von einer Beleuchtung unter der Liege? Wenn Ihre Behandlungsliege wahrscheinlich neben Ihrem Schreibtisch stehen wird, wählen Sie eine Gymna-Liege, die Ihnen wirklich zu 100 % gefällt! Bei mehreren Benutzern oder mehreren Liegen ist es vielleicht besser, eine

rationalere Entscheidung zu treffen. Die persönlicheren Entscheidungen machen die Liege auch komplexer, und wenn man nicht täglich mit der Liege arbeitet, kann dies ihre Effizienz beeinträchtigen. Es ist daher einfacher, in der Praxis identische Liegen zu haben, oder zumindest die Unterschiede, so gering wie möglich zu halten.

DER PATIENT

Die Gymna-Behandlungsliegen sind vielseitig einsetzbar und bis auf wenige Ausnahmen, nicht speziell für eine bestimmte Patientengruppe konzipiert. Dennoch gibt es ein paar nützliche Tipps, die Sie bei der Entscheidung für ein Modell oder eine Version berücksichtigen können. Ihre älteren Patienten verdienen besondere Aufmerksamkeit. Eingeschränkte Mobilität

und Schmerzen bei der Bewegung gehen oft mit einer erhöhten Unsicherheit und Angst vor Stürzen einher. Sie wissen, dass die Behandlungsliege zum Hinlegen sehr niedrig sein kann. Aber warum sollten Sie nicht auch Ihren älteren Patienten entgegenkommen, indem Sie einen breiteren Polster als üblich wählen? Achten Sie darauf, dass Sie die i-Control für die Höhenverstellung wählen; damit können Sie die Höhe rund um die Liege einstellen und dem Patienten gleichzeitig eine beruhigende Unterstützung geben. Außerdem ist es für sie oft einfacher, sich aus dem Sitzen heraus auf die Liege zu legen. Wenn Sie sich für ein Modell mit einer motorisierten Rückenlehne entscheiden, können Sie diese sehr bequem, gleichmäßig und sicher abstützen. Außerdem kostet es Sie überhaupt keine Mühe.

Im Allgemeinen sind die 3-teiligen gymna.PRO-Liegen die Speerspitze unseres Angebots. Sie bieten eine völlig korrekte Unterstützung in der Liegeposition mit Lumbal-Flexi-Position plus Sitzposition, ohne dass sich der Patient mit den Füßen zum Kopfteil drehen muss. Selbst für mobilere Patienten liegen die Vorteile in Bezug auf Effizienz und Hygiene auf der Hand. Diese Modelle sind die ideale Unterstützung für Ihre Rückenpatienten. Wenn Sie viel an den unteren Extremitäten arbeiten, z. B. mit Sportlern, sollten Sie sich auf die Behandlung

“ Wir haben den Schwerpunkt auf den Kern unseres Geschäfts verlagert: den Patienten.

Piet Wijnmaalen, Manager Behandlungsliegen

im Sitzen konzentrieren und ein 4-teiliges Modell mit einer Flexi-Position unterhalb des Knies wählen. Oder ein einfacheres zweiteiliges Modell mit einem verstellbaren Rückenteil und eventuell mit losen Rollen an den Polstern. Die Liegen mit Rückenlehne bieten auch eine perfekte Unterstützung, wenn Sie viel mit Therapiegeräten arbeiten, sowohl aktiv als auch passiv. Und gerade bei passiven Anwendungen werden Ihre Patienten die optionale Polsterheizung zu schätzen wissen! Wenn Sie eher Massagen ausführen oder die vielen Scharniere nicht mögen (Osteopathie), gibt es immer noch die Möglichkeit, zweiteilige Liegen mit einem kurzen Kopfteil zu wählen, eventuell mit Armlehnen für mehr Patientenkomfort.

DIE PRAXIS

Praxen für Physiotherapie können sehr unterschiedlich sein: Privatpraxis, Gemeinschaftspraxis, Rehabilitationszentrum, Sportpraxis, Krankenhausabteilung usw. Behandlungsliegen werden ausnahmslos überall eingesetzt, aber was bestimmt die Wahl und das Design der Liege?

Die Produkte von Gymna haben eine spektakuläre Entwicklung durchlaufen. Auf der Suche nach ständiger Verbesserung und Innovation möchte Gymna die tägliche Arbeit der professionellen Therapeuten in vollem Umfang unterstützen und inspirieren.

Viele Privatpraxen stehen im Wettbewerb miteinander, und mündige Patienten entscheiden sich zunehmend für eine bestimmte Praxis. Glücklicherweise sind Fachwissen und Ergebnisse immer noch das Wichtigste, aber auch Aussehen und Image tragen zum Ergebnis und Erfolg einer Praxis bei. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Behandlungsliege, die für den Patienten der Kontaktpunkt zu Ihrer Praxis ist. Abgesehen von den offensichtlichen Eigenschaften wie Stabilität, Sicherheit und Funktionalität sind die Gymna-Behandlungsliegen auch optisch ansprechend, elegant, einladend und nicht einschüchternd. Die Liege vermittelt dem Patienten Vertrauen und spiegelt die Professionalität Ihrer Praxis wider. Abgesehen von der emotionalen Wirkung beeinflusst natürlich, auch der verfügbare Platz Ihre Wahl. Wenn dieser eher begrenzt ist, wählen Sie ein Modell mit hoher Funktionalität. So schränken Sie sich, hinsichtlich der Behandlungsmethode und der Patientengruppen nicht selbst ein. Wenn Sie eine etwas größere (Gemeinschafts-) Praxis haben, sollten Sie sich für eine einheitliche Lösung entscheiden, die durch mindestens ein spezialisiertes Modell ergänzt wird. Auf diese Weise kombinieren Sie Effizienz mit Flexibilität. In der institutionellen Pflege überwiegen oft Budget und Quantität, wenn es um Behandlungsliegen geht. Es ist völlig verständlich, dass dabei ein Kompromiss in Bezug auf die Funktionalität eingegangen wird. Das Gymna-Sortiment bietet in dieser Hinsicht genügend Möglichkeiten, ohne jedoch Kompromisse bei Qualität und Lebensdauer einzugehen.

Abschließend noch ein Wort zur Farbwahl der Polster. Unser Sortiment besteht aus 23 Farben, die in zwei Qualitäten unterteilt sind: Classique und Premium. Es gibt gedämpfte und zeitlose Farben, die eigentlich immer und überall in ein professionelles Umfeld passen. Darüber hinaus haben wir Farben aufgenommen, die mit modernen Innenräumen harmonisieren und die Sie an die Farbthemen Ihrer Praxis



anpassen können. Für die ganz Mutigen gibt es extravagante Farben, die Stil und Individualität unterstreichen. So viele Geschmäcker, so viele Farben.

DAS BUDGET

Eine Behandlungsliege kauft man nur ein paar Mal im Leben, sie ist ein Investitionsgut, das viele Jahre hält. Es ist eines der wichtigsten Instrumente in Ihrer Praxis. Die Bedeutung einer guten Behandlungsliege darf nicht unterschätzt werden. Stellen Sie sich vor, Sie ärgern sich jeden Tag über einen bestimmten Aspekt Ihres wichtigsten Werkzeugs. Oder was ist mit Patienten, die sich - aus welchen Gründen auch immer - mit einem ungunstigen Gefühl hinsetzen? Das darf doch nicht sein, oder? Gymna-Liegen werden an medizinisches Fachpersonal in mehr als 50 Ländern verkauft und haben einen guten Ruf in Bezug auf Ergonomie, Benutzerfreundlichkeit, Qualität der Verarbeitung und Haltbarkeit. Seit den Anfängen des Unternehmens werden sie in Belgien entworfen und vollständig gebaut, heute in der preisgekrönten Fabrik der Zukunft. Hier werden die drei verschiedenen Serien gymna.GO, gymna.PRO und gymna.ONE unter dem Qualitätszertifikat ISO 9001 kundenspezifisch zusammengestellt. Diese drei Serien garantieren ein breites Angebot für jedes Budget. Zögern Sie also nicht und gönnen Sie sich oder Ihren Mitarbeitern die Freude und Arbeitszufriedenheit eines langlebigen Spitzenprodukts.

NEU



Farben

gymna.GO ist in 15 Farben erhältlich, von klassisch bis zeitlos, hell und fröhlich – wählen Sie aus unserer Classique-Polsterlinie, die Farbe, die Ihnen am besten gefällt.



BEHANDLUNGSLIEGEN




* Beim Kauf einer Gymna GO erhalten Sie einen Gymna Hocker GRATIS dazu.

Gymna.GO

Basically perfect

Die Lösung für Ihre tägliche Praxis ohne weiteren Schnickschnack, aber mit dem Wesentlichen ausgestattet. Das hochwertige Einstiegsmodell ist für alle Therapeuten geeignet.



Höhenverstellung

Die Höhenverstellung ist wesentlich, um Ihre Patienten optimal zu positionieren und Ihre Arbeit im Praxisalltag zu erleichtern. Aus diesem Grund ist gymna.GO serienmäßig mit einer Höhenverstellfunktion ausgestattet.



I-Control

Intelligentes, fußgesteuertes System für leichte, präzise, sichere Höhenverstellung. Rundum verstellbar.



Hydraulikpumpe

Die Hydraulikpumpe macht gymna.GO netzunabhängig, sie kann jederzeit und überall eingesetzt werden.



BIS
€ 735,-
OPTIONEN
+MwSt



Gymna.PRO D4

Gymna.PRO

Your table. Your choice.

10 verschiedene Konfigurationen und sogar noch mehr Optionen, um die gymna.PRO zu kreieren, die am besten Ihrem Geschmack und Ihren Anforderungen entspricht.




2-teilige Liegen




435€ + MwSt gratis Optionen

3-teilige Liegen



535€ + MwSt gratis Optionen

4-teilige Liegen



735€ + MwSt gratis Optionen



LED-PAKET

Schafft eine angenehme Atmosphäre in der Praxis

Einstellmöglichkeit von 14 Farben, einschließlich Helligkeitssteuerung mit IR Fernbedienung.



I-CONTROL

Mit dem Fuß bedienbares System für Höhenverstellung

Für leichte, präzise und sichere Höhenverstellung von jeder Position rund um die Liege.



POLSTERHEIZUNG

Zwei Heizpads in der Polsterung


Schaffen eine angenehme Wärme für das Wohlbefinden Ihres Patienten und für ein angenehmes Arbeitsumfeld.



SEITENPOLSTER

Ermöglicht dem Therapeuten noch mehr Bewegungsfreiheit

Polster ermöglichen eine ideale Arbeitsposition nah am Patienten, ohne die Schultern oder den Rücken zu belasten.



GYMNA STABILITY PROFILE

Minimale Bewegung unter Last

Die ausgeklügelte Konstruktion garantiert ein Optimum an Sicherheit und Stabilität.



ZUSÄTZLICHE MOTOREN

Mühelose Einstellung für den Therapeuten

Die gymna.PRO kann mit zusätzlichen Motoren ausgestattet werden. Für das Verstellen der Polsterung genügt ein Tastendruck.

ELEKTROTHERAPIE - STAND DER ERKENNTNISSE

In alten Schriften ist zu lesen, dass der Hofarzt von Kaiser Claudius, Scribonius Largus, elektrische Impulse des Zitterrochen für die Behandlung von Kopfschmerzen und Gicht einsetzte. Obwohl die ersten therapeutischen Anwendungen mit elektrischen Geräten erst im 18. Jahrhundert auftauchten, dauerte es noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts, bis man Methoden fand, um diese Verfahren in (der damals noch jungen) Physiotherapie einzusetzen.

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts steht die Wissenschaft noch ganz am Anfang und Elektrotherapie ist folglich nur mit empirischen Daten untermauert. Über die korrekte Anwendung ist

DASS ELEKTRISCHE REIZE SCHMERZEN LINDERN KÖNNEN, WAR BEREITS DEN RÖMERN BEKANNT.


damals noch wenig bekannt. Aufgrund fehlender Kenntnisse und Regeln wurden die Verfahren jahrelang mit einer guten Portion Nonchalance angewendet, wodurch die therapeutischen Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfielen. Nach 1990 erklangen die Forderungen nach zuverlässiger wissenschaftlicher Forschung jedoch immer lauter. In den vergangenen 15 Jahren hat die Erforschung verschiedener physischer Wirkungen elektrischer Ströme fundierte wissenschaftliche Beweise geliefert. Man kann

nun mit wissenschaftlich erwiesener Sicherheit sagen, dass Elektrotherapieverfahren im Großen und Ganzen drei physische Wirkungen haben: symptomatische Schmerzlinderung, Förderung der zellulären Regeneration und diagnostische/therapeutische Muskelstimulation.


Symptomatische Schmerzlinderung

Eine Gruppe von Wissenschaftlern um Kathleen Sluka veröffentlichte bereits im Jahr 2002 zuverlässige Forschungsergebnisse über die schmerzlindernde Wirkung von TENS (Transcutaneous electrical nerve stimulation).

In *Using TENS for pain control: the state of the evidence* (2014) stellen sie die neurophysiologischen schmerzlindernden Mechanismen ausführlich dar. Ferner ist eine hohe Aufmerksamkeit des



Therapeuten erforderlich, um die Parametereinstellungen differenziert und wohlüberlegt vorzunehmen. Andernfalls verfehlt die Behandlung ihren Zweck, was – ohne Bedarf an weiteren Erklärungen – dem Patienten gegenüber vollkommen unethisch ist.



BIS
€ 350,-
NACHLASS
(+MwSt)

Gymna 200 Serie

Power your practice

Beim Entwurf jedes Einzelteils wurde nur ein Ziel angestrebt: optimale Resultate und eine intuitive Arbeitsweise. So ist die Dual-Tasten-Steuerung eine einzigartige Funktionalität von Gymna, die Präzision bei bisher unerreichter Einstellungsgeschwindigkeit gewährleistet. Das neue Gymna 200 ist außerdem mit einem Touchscreen mit Glasplatte ausgestattet für optimalen Bedienkomfort.



Neuer Entwurf: Ultraschallkopf

Effizienter durch höheren Wirkungsgrad. Bessere Absorption der Ultraschallwellen ohne Wärmeverlust. Echtzeit-Feedback: visuell und auditiv.



Schnell reagierender Touchscreen.

Direkt an die Arbeit durch einfache Bedienung. Eine zügige Begleitung Ihrer klinischen Argumentation, sorgt für eine noch wirksamere und schnellere Behandlung.



Design & Farbe

Sowohl in schwarzer als auch in weißer Ausführung erhältlich.

EIN GROSSER SCHRITT VORAUSS

Mit der neuen Generation des Guided Therapy System (GTS) zeigt Gymna erneut, dass es Spitzenreiter im Physiotherapie-Sektor ist. Diese Version ist mit Extrafunktionen ausgerüstet, bietet mehr Behandlungen und ist völlig in der 400-Serie integriert.

Medizinisches E-book

Mit fachlichen Informationen können Sie Ihren Patienten in die Behandlung einbeziehen. Das Medizinische E-book ist ein umfassendes, in das Gerät integriertes Nachschlagewerk. Anhand medizinischer

DASS ELEKTRISCHE REIZE SCHMERZEN LINDERN KÖNNEN, WAR BEREITS DEN RÖMERN BEKANNT.

Abbildungen und erläuternder Texte können Sie Ihrem Patienten auf leicht verständliche Weise Auskunft über Erkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten geben. Sie haben jederzeit Zugang zu den medizinischen Informationen, sodass Sie dem Patienten auch während der Behandlung die aktuellsten Informationen bieten können.

GTS HAT DREI WICHTIGE MERKMALE:


- MEDIZINISCHES E-BOOK
- BENUTZERFREUNDLICHE NAVIGATION
- EVIDENZBASIERTE THERAPIE

Benutzerfreundliche Navigation

Eine logische Navigation mit einem schnellen Touchscreen bedeutet mehr Zeit für Ihren Patienten! Mit GTS navigieren Sie schnell und zuverlässig durch die verschiedenen Menüpunkte, von Tasten für die Direktbehandlung bis hin zur Auswahl von Körperteilen. Jeder Therapeut findet das ideale Programm für jeden Patienten in nur wenigen Sekunden. Eine kurze Berührung mit dem Finger ist bereits ausreichend, um die Behandlung zu starten!

Evidenzbasierte Therapie

Gymna verfolgt sehr sorgfältig die neuesten internationalen wissenschaftlichen Entwicklungen. Dementsprechend wurden alle vorprogrammierten Protokolle mit führenden Universitäten und Experten konzipiert.



BIS
**€ 1000,-
NACHLASS**
(+MwSt)

Gymna 400 Serie

Elektrotherapie neu erfunden!

Suchen Sie eine evidenzbasierte Lösung anhand der vorprogrammierten Protokolle für Ihre Behandlungen? Bei der Gymna 400-Serie wurden die umfangreichsten und intelligentesten Techniken angewendet, um Ihre täglichen Behandlungen zu erleichtern und Sie beim Treffen der richtigen therapeutischen Entscheidungen zu unterstützen.

AKTION:

- Combi 400: € 650,- Nachlass (+ MwSt)
- Combi 400V: € 850,- Nachlass (+ MwSt)
- Combi 400 ViP: € 1000,- Nachlass (+ MwSt)



Stets einsatzbereit

Mit Mobile 400 bieten wir die beste und einfachste Lösung zur Aufbewahrung von Accessoires und Kabeln: stets einsatzbereit.



Benutzerfreundliche Navigation

Dank der logischen Navigation und einem funktionellen Touchscreen haben Sie mehr Zeit für Ihre Patienten.



Evidenzbasierte Therapie

Alle Behandlungen basieren auf den aktuellsten Studien. Neue Protokolle können Sie in Zukunft einfach über den USB-Anschluss hinzufügen.

STOßWELLENTHERAPIE



Gymna ShockMaster 500

Gymna ShockMaster 300 & 500

Behandeln in bestmöglichen Umständen

- Schnelle Software-Updates mittels USB-Anschluss
- Intelligente Benutzerschnittstelle
- Geräuschloser Ölkompessor, schwingungsfrei und schnell zugänglich

AKTION:

ShockMaster 300: € 1.500,- Nachlass (+ MwSt)
ShockMaster 500: € 2.000,- Nachlass (+ MwSt)



Maximales Ergebnis

6-8 Behandlungen mit einer Behandlungsdauer von 10 Minuten bewirken einen Erfolgsprozentsatz von 80 %.



Wissen und Expertise

Aktuelle Indikationsliste auf Basis von therapeutischer Expertise und evidenzbasierten Ergebnissen.



Breitere Anwendbarkeit

Immer auf dem neuesten Stand: Neue Protokolle werden jedes Mal hinzugefügt; dies ist über unseren Gymna Club möglich.

KRYOTHERAPIE



Gymna Cryflow ICE-CT

Gymna Cryoflow ICE-CT

Kryotherapie mit Infrarot-Feedbacksystem für optimale Temperaturkontrolle

- Konstante Messung der Hauttemperatur durch Infrarotsensor
- Luftstrom automatisch angepasst, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten.
- Maximales Ergebnis: Vermeidung von zu hohen und zu niedrigen Temperaturen
- Ohne Hände arbeiten dank ergonomischem Behandlungsarm



Kräftiger Luftstrom bis 1000 L/Min.

Die gewünschten Stoffwechselreaktionen können unverzüglich in Gang gesetzt werden.



Benutzerfreundlich

Der Cryoflow ICE-CT benötigt keine Nachfüllungen.



2 Behandlungsmethoden

Statisch und ohne Hände, oder dynamisch und manuell.



Ja, ich bin an Gymna-Produkten interessiert!

Möchten Sie ein unverbindliches Angebot erhalten? Haben Sie noch Fragen über ein Gymna-Produkt? Ihr nächstgelegener Gymna-Händler steht zu Ihrer Verfügung.

Besuchen Sie
www.gymna.de
Der kürzeste Weg
zu unseren
Sonderangeboten!